



# CHAUSSAGE POST-OPÉRATOIRE

À décharge de l'avant pied

## CHAUSSURE PERCULIGHT



- Reprise fonctionnelle immédiate sans utilisation de cannes.
- Protection des résultats opératoires y compris dans les cas de brochage métatarso phalangien.
- Système de réglage du volume chaussant breveté
- Stabilité, confort et légèreté.

- Matériaux cliniquement éprouvés.
- Pointures : 35/36 — 37/38 — 39/40 — 41/42 — 43/44 — 45/46.
- Spécifier : Droite / gauche ou Paire.

PERCULIGHT - L.P.P. CHUT 2183855  
Tarif de responsabilité 30,49 € TTC le pied

## SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES



- Le point de bascule ainsi que la rigidité de la semelle procurent un déroulé du pas sans flexion métatarso-phalangienne réduisant ainsi les contraintes exercées sur le 1<sup>er</sup> rayon.
- Le système breveté de languette réglable permet une ouverture totale pour un chaussage aisé ainsi qu'une grande amplitude de réglage de volume chaussant.
- Le chausson amovible et élastique permet une adaptation quelque soit le volume du pied opéré.

## INDICATIONS D'UTILISATION

- Traitement postopératoire de la chirurgie de l'avant pied.
- Tous états aigus nécessitant une semelle rigide permettant le déroulement du pas sans contraintes de l'Avant-Pied.

*Romans Industrie*