



Chaussage post-opératoire

À décharge de l'avant pied

CHAUSSURE **POSTLIGHT**



POSTLIGHT - L.P.P. CHUT 7148119

- Chaussure post-opératoire avec chausson amovible pour l'avant pied
- Semelle rigide à bascule assurant la protection des résultats opératoires
- Stabilité, confort et légèreté.
- Fermeture par auto-agrippant facile et puissant.
- Embase très large facilitant le chaussage post-opératoire
- Matériaux cliniquement éprouvés.

| Taille | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | du 34 au 36 | du 37 au 39 | du 40 au 42 | du 43 au 46 |

INDICATIONS D'UTILISATION



- Traitement post-opératoire de la chirurgie de l'avant pied.
- Traitement Post-traumatique nécessitant une mise en décharge de l'avant pied.
- Tout état aigu, inflammatoire, douloureux, oedémateux nécessitant une mise en décharge ou une immobilisation des articulations de l'avant pied.

Romans Industrie