



Chaussage post-opératoire

CHAUSSURE PERCULIGHT



PERCULIGHT GRISE - L.P.P. CHUT 7148119

- Reprise fonctionnelle immédiate sans utilisation de cannes. • Protection des résultats opératoires y compris dans les cas de brochage métatarso phalangien.
- Système de réglage du volume chaussant breveté
- Stabilité, confort et légèreté.



PERCULIGHT NOIR - L.P.P. CHUT 7148119

-
- Matériaux cliniquement éprouvés.
 - Pointures : 35/36 – 37/38 – 39/40 – 41/42 – 43/44 – 45/46.
 - Spécifier : Droite / Gauche ou Paire.
 - Spécifier la couleur : Gris ou Noir

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES



- Le point de bascule ainsi que la rigidité de la semelle procurent un déroulé du pas sans flexion métatarso-phalangienne réduisant ainsi les contraintes exercées sur le 1er rayon.
- Le système breveté de languette réglable permet une ouverture totale pour un chaussage aisé ainsi qu'une grande amplitude de réglage de volume chaussant.
- Le chausson amovible et élastique permet une adaptation quelque soit le volume du pied opéré.

INDICATIONS D'UTILISATION

- Traitement postopératoire de la chirurgie de l'avant pied. Roulement du pas sans contraintes de l'Avant-Pied.
- Tous états aigus nécessitant une semelle rigide permettant le roulement du pas sans contraintes de l'Avant-Pied.

Romans Industrie