

CHAUSSAGE POST-OPÉRATOIRE

À décharge de l'avant pied

CHAUSSURE TYPE 1

Originale BAROUK




TYPE 1 - L.P.P. CHUT 2183855
Tarif de responsabilité 30,49 € TTC le pied

- Reprise fonctionnelle immédiate dans tous les cas sans utilisation de cannes.
- Protection des résultats opératoires y compris dans les cas de brochage métatarso-phalangien.
- Stabilité et confort.
- Possibilité d'intervention bilatérale avec la même reprise fonctionnelle.

- Matériaux Cliniquement éprouvés
- Pointures : 35/36 — 37/38 — 39/40 — 41/42 — 43/44 — 45/46.
- Spécifier : Droite ou gauche.

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES



- La position en talus au niveau de la cheville ainsi que les dimensions de l'embase antérieure procurent la mise en décharge et la protection de l'avant-pied, y compris dans le cas de brochage métatarso-phalangien.
- Le bloc talonnier est compressible en avant permettant un déroulement suffisant du pas. Les dimensions transversales et longitudinales du pavé, portées à leur maximum, assurent la stabilité latérale nécessaire, et évitent les déséquilibres avant / arrière. Doublant le bloc talonnier, une lame à mémoire de forme, permet l'absence de déformation vers le bas au cours de l'utilisation de la chaussure.

INDICATIONS D'UTILISATION

- Chirurgie de l'avant-pied post-opératoire (1er mois).
- Tout état aigu, inflammatoire, douloureux, oedémateux, nécessitant la mise en décharge de l'avant-pied.
- Maux perforants.

Romans Industrie